
## Исследовательский проект на тему: Автоматизированное определение стадий сна / Automated detection of sleep stages







#### Выполнила:

Маркович Анна Александровна студентка ОП ПМИ группы 219

### Руководитель:

Чернышев Всеволод Леонидович Кандидат физико-математических наук; доцент департамента больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ




## Область исследования и актуальность

**Анализ мозговой активности** в нейронауке, психологии и смежных областях.

### Сферы применения:

- Исследование заболеваний, связанных с мозгом
- Исследование сна
- Исследование когнитивных процессов личности в разных возрастных категориях





### Проблема и потенциальное решение

**Проблема**: нехватка алгоритмов определения скрытых функциональных состояний в записи ЭЭГ, которые:

- учитывают непрерывность этих состояний во времени
- не требуют информации о пространстве признаков, наилучшим образом описывающих процессы
- не требуют истинной разметки стадий активности мозга

**Потенциальное решение**: State-detecting algorithm (SDA) – новый подход к выявлению скрытых функциональных состояний активности мозга в записи ЭЭГ, разработанный В. Л. Чернышевым, Е. В. Михайлец и А. М. Разореновой.



### Цель и задачи

**Цель** – оценить оптимальность, результативность, эффективность SDA на данных по сну.

### Задачи:

- 1. Обработать запись ЭЭГ (reference, filtering, ICA)
- 2. Подсчитать описательные признаки сигналов
- 3. Применить алгоритм кластеризации и получить разбиение записи на непрерывные стадии
- 4. Проанализировать поведение признаков на выделенных стадиях
- 5. Сравнить результаты с проверенным методом




**SDA** – state detecting algorithm – метод поиска функциональных состояний в записях ЭЭГ, то есть обнаружения точек изменения в пространстве признаков.

Основан на методе иерархической кластеризации (метод Варда)

Учитывает непрерывность данных во времени с помощью матрицы смежности для соседних эпох

Не требует знаний об истинной разметке стадий (no ground truth)



Структура связного неориентированного графа в пространстве эпох (пары из эпох с расстоянием, не превышающим k секунд соединены ребрами).






Метод Варда – метод агломеративной иерархической кластеризации, который минимизирует дисперсию внутри кластеров.

$$D(X,Y) = ESS(X \cup Y) - (ESS(X) + ESS(Y)) = \frac{N_X * N_Y}{N_X + N_Y} \|\overline{m}_X - \overline{m}_Y\|^2$$
 ESS - error sum of squares (сумма квадратов ошибок)

 $N_x$  и  $N_Y$  – размеры,  $\overline{m}_X$  и  $\overline{m}_Y$  – центры кластеров.




3. Subtract the sum of intracluster ESS from joint clusters ESS



- **N** количество кластеров в методе Варда
- **К** расстояние между эпохами для матрицы смежности
- L длина стадии для объединения соседних сегментов

Для каждой пары параметров (N, K):



В итоге для каждой тройки параметров получается свое разделение на кластеры.



**Nmax** – максимальное количество кластеров в итоговом массиве границ кластеров

**Ктах** – максимальное расстояние между эпохами в итоговом массиве границ кластеров

Для каждой тройки параметров (Nmax, Kmax, L) за одну итерацию перебор всех троек вида (N ≤ Nmax, K ≤ Kmax, L):

Границы всех кластеров каждой тройки объединяются в один массив один массив в сех значений

Итоговый массив кластеризуется методом К-Меans для всех значений

Центры полученных кластеров (среднее, медиана, мода) = итоговые границы стадий

В итоге на основе метрик кластеризации выбирается итоговое разделение пространства эпох на стадии сна.



### Метрики качества кластеризации:

- Коэффициент Силуэта (Silhouette Coefficient), измеряющий, насколько объекты похожи на свой собственный кластер по сравнению с другими кластерами в среднем.
- Индекс Калински-Харабаша (Calinski-Harabasz Index), также известный как критерий отношения дисперсии, характеризующий отношение дисперсии между кластерами к дисперсии внутри кластеров.
- **Индекс Дэвиса-Боулдина (Davies-Bouldin Index)**, который измеряет разделение между кластерами, сравнивая расстояние между кластерами с размером самих кластеров.

[-1, 1]	1
[0, ∞)	1
[0, ∞)	1



# Частотные диапазоны и классификация каналов для подсчета признаков

Все признаки вычисляются усреднением на 5 частотных диапазонах для 16 групп каналов.

Частотные диапазоны:

**Delta** (0.9-4 Hz),

**Theta** (4–8 Hz)

**Alpha** (8-14 Hz)

**Beta** (14-25 Hz)

Gamma (25-40 Hz).

Группы каналов:


**Frontal** (prefrontal, in-between, left, midline, right)

Central (left, midline, right)

Temporal (left, right)

Parietal (left, midline, right)

Occipital (left, midline, right)





### Признаки

- Power spectral density спектральная плотность мощности, по сути мера силы сигнала. Действительное неотрицательное число.
- PSD-индексы соотношения мощности сигналов на следующих частотах: theta/delta, alpha/ delta, alpha/theta, alpha/(delta+theta), beta/delta, beta/theta, beta/alpha, beta/(delta+theta) и некоторых других (всего 16).
  - **Когерентность** это мера синхронизации между двумя сигналами ЭЭГ. Для сигналов x и y для одной эпохи и частотного диапазона когерентность варьируется от 0 до 1.
  - **Phase-locking value** мера фазовой синхронизации сигналов. Для сигналов x и y и конкретной эпохи и частотной группы варьируется от 0 до 1.
  - **Coherence Index и PLV Index** канала x с порогом P это количество каналов y, y  $\neq$  x , где Coh(x, y) > P и PLV(x, y) > P соответственно, для P  $\in$  {0.6, 0.7, 0.8}.

$$Coh_{xy} = \frac{\left|E\left[S_{xy}\right]\right|}{\sqrt{E\left[S_{xx}\right]E\left[S_{yy}\right]}}$$
PSD

$$PLV_{xy} = \left| E \left[ \frac{S_{xy}}{|S_{xy}|} \right] \right|$$

CSD (cross-PSD)



### Использование признаков в кластеризации



Пространство признаков – векторы из посчитанных значений PSD, PSD Index, Coh Index, PLV Index для каждой эпохи



Размерность этого пространства слишком велика





**Метод главных компонент** (PCA) - понижение размерности путем SVD




Каждая **эпоха** представима **вектором** фиксированной длины (кол-во главных компонент) в пространстве признаков для использования в алгоритме кластеризации



### Испытание SDA на данных





Референс (average referencing) Фильтрация0.9 - 40 Hz


Очистка от компонентов,
 не связанных
 с активностью мозга




### Результат кластеризации для 9 стадий

- границы полученных кластеров (большое количество итераций для разных значений параметров) объединяются в итоговый массив
- массив сортируется и кластеризуется методом k-means






### Stage edge clusters





### Итоговая разметка



Точечная диаграмма (на уровне 0.4) представляет собой объединенный массив потенциальных границ стадий.

Пунктирные линии показывают показатели качества кластеризации, рассчитанные для соседних этапов:

Centroid distance – зеленая линия

Silhouette – синяя линия


Calinski- Harabasz - оранжевая линия


Davies-Bouldin - красная линия




### Анализ поведения признаков на выделенных стадиях










- Горизонтальная ось обозначает индекс эпохи вдоль записи.
- Вертикальные черные линии это границы стадий.
- Синими линиями обозначена динамика характеристик ЭЭГ на протяжении записи.
- Красные линии представляют медиану ± межквартильный размах для выбранного объекта на каждом этапе.



### **YASA**


Высота "пиков" - вероятность принадлежности эпохи к указанной стадии сна.





## Сравнение результатов





Гистограмма – предсказания стадий сна от yasa.

- Салатовый цвет бодрствование
- Светло-голубой засыпание
- Синий медленный сон
- Темно-синий глубокий сон
- Фиолетовый быстрый сон

Вертикальные линии – границы стадий по SDA.

**Красные** линии и **сиреневая** полоса внизу – разметка 6 стадий, **черные** линии и **голубая** полоса – разметка 9 стадий.

В прямоугольниках внизу указана длительность стадии в минутах.



### Выводы



Адаптируемость к задаче определения стадий сна



Высокая разделяющая способность



Самовалидация



Предоставление дополнительной информации о специфике каждой стадии



Перспективы к усовершенствованию



## Спасибо за внимание!